


SimJunior


คู่มือการใช้งาน





อุปกรณ์ประกอบในชุด


หุ่นจำลองการฝึกทักษะ



เสื้อผ้า



คู่มือและหนังสือรื้อประกอบ



ไขควงและอุปกรณ์ประกอบ



ผ้าพันแขนวัดความดัน



ชุดเปลี่ยนรูมาตา



ถุงน้ำเกลือ



ถุงน้ำเกลือ



อแดปเตอร์ 9 โวลต์



เจลหล่อลื่น



อแดปเตอร์หัวใจ



เลือดเทียม



แป้งฝุ่น



แว็กซ์



อุปกรณ์ที่จำเป็น

ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่น




หรือ
อุปกรณ์ควบคุมหุ่นแบบหน้าจอสัมผัส



กล่องควบคุมหุ่น (Link Box)



อแดปเตอร์ชาร์ตไฟ



สาย LAN



อุปกรณ์ที่แนะนำ


หน้าจอแสดงสัญญาณชีพจำลอง



ชุดหูฟัง



สวิตช์เชื่อมต่อระบบ



อุปกรณ์วัดความอึดตัวของอ็อกซิเจนในกระ


แสเลือด




สายแลนสำหรับเชื่อมต่อหน้าจ
อแสดงสัญญาณชีพจำลอง




ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่น




อุปกรณ์ควบคุมหุ่นแบบหน้าจอสัมผัส




หน้าจอแสดงสัญญาณชีพจำลอง




กล่องควบคุมหุ่น Link Box






2B

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย



จอแสดงผลสัญญาณชีพจำลอง




SimPad



อแดปเตอร์ชาร์ตไฟ



กล่องควบคุมหุ่น




ชุดหูฟัง

- พ่วงลม —————
- สาย USB —————
- สายเชื่อมต่อหุ่น —————
- สาย LAN —————
- อแดปเตอร์ชาร์ตไฟ —————

2c


การเชื่อมต่อแบบใช้สาย LAN ร่วมกับหน้าจอแสดงผลสัญญาณชีพจำลอง




อุปกรณ์วัดปริมาณออกซิเจนในกระแสเลือด

ผ้าพันแขนวัดความดัน

หน้าจอแสดงผลสัญญาณชีพจำลอง




ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุมหุ่น หรือ
อุปกรณ์ควบคุมหุ่นแบบหน้าจอสัมผัส



อแดปเตอร์ชาร์ตไฟ




กล่องควบคุมหุ่น



ชุดหูฟัง



สวิตช์เชื่อมต่อระบบ



- พอลม —————
- สาย USB —————
- สายเชื่อมต่อหุ่น —————
- สาย LAN —————
- อแดปเตอร์ชาร์ตไฟ —————

© 2014 Laerdal Medical AS. All rights reserved.
Device Manufacturer: Laerdal Medical , P.O. Box 38,
226 FM 116, Gatesville, Texas 76528 USA

Rev A



www.laerdal.com



Laerdal
helping save lives